

# Vierfußgehilfe

WS 016


WS 016 L

**drive**

CE

[www.drivemedical.de](http://www.drivemedical.de)  
[www.drivemedical.co.uk](http://www.drivemedical.co.uk)

## Über Ihre Vierfußgehilfe



WS016 Abgebildet  
Standardmodell

Ihre Vierfußgehilfe ist höhenverstellbar, leicht und geeignet für den Gebrauch drinnen und draußen.

Zur besseren Sicherheit ist das untere Ende mit vier Füßen und jeweils einem grauen Gummifuß ausgestattet.

Zwei Modelle des vierfüßigen Gehstocks sind erhältlich:


Das Standardmodell (**WS016**) mit einer Höhe von 70 - 95 cm (27" -37"), ist für Verwender bis zu 115 kg geeignet.

Das größere Modell (**WS016L**) mit einer Höhe von 75 - 100 cm (30" - 39") und größerer Standfläche, ist für Verwender bis zu 115 kg geeignet. (**Abbildung weicht ab**).

Die Höhe ist in Schritten von 25mm einstellbar.

Der Fußabstand außen beträgt 115mm.

## About your Quad Cane



WS016 Standard  
Model pictured

Your Drive Quad Cane is height adjustable, lightweight and suitable for indoor and outdoor use.

For extra security the bottom section has four legs, each tipped with a grey rubber ferrule.

Two models of Quad Cane are available:

The Standard model (**WS016**) has a height of 70 - 95 cm (27" -37"), it is suitable for users up to a user weight of 115 kg (18 stone).

The larger model (**WS016L**) has a height of 75 - 100 cm (30" - 39") and a larger footprint, it is suitable for users up to a user weight of 115 kg (18 stone) (differ from fig.).

The height is adjustable in steps of 25mm.

The distance between the feet on the outside is 115mm.

## Einstellung der Höhe

Die ideale Einstellhöhe für Ihre Vierfußgehilfe ist die Entfernung zwischen dem Boden und Ihrem Handgelenk. Dadurch erhalten Sie eine aufrechte Position mit einer leichten Ellbogenbeuge.

### Für Modelle mit Steckklammern

Ziehen Sie die Steckklammer zum Entfernen heraus. Verschieben Sie das Griffrohr bis die gewünschte Höhe erreicht ist, dann die Steckklammer zur Sicherung wieder anbringen.

### Für Modelle mit Messing-Druckknöpfen

Die Messing-Druckknöpfe eindrücken, das Griffrohr bis zur gewünschten Höhe herausziehen oder einschieben bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Achten Sie darauf dass die Druckknöpfe in der nächstliegenden Bohrung einrasten.

## Gebrauch, Sicherheit und Wartung

- Vermeiden Sie feuchte Böden, Eis und ähnliche Gefahren.
- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund, auf dem Sie den Gehstock verwenden, über genügend Haftung verfügt.
- Falls möglich, Treppen normal besteigen, das Geländer zur Sicherheit umfassen. Verwenden Sie den vierfüßigen Gehstock auf derselben Stufe wie das vordere Bein.
- Vergewissern Sie sich, dass die Messing-Druckknöpfe immer eingerastet sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Gummifüße auf Verschleiß. Ersatz-Gummifüße erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Drive Medical Händler.
- Prüfen Sie regelmäßig die Bohrungen zur Höhenverstellung auf Verschleiß.
- Während des Gebrauchs den vierfüßigen Gehstock immer am Handgriff halten.
- Überschreiten Sie das Maximalgewicht nicht.

## Adjusting the height

The ideal height for your your quad cane is the distance between the ground and the crease of your wrist. This should allow the user to have an upright posture with their elbow slightly flexed.

### For models with “E” clips

Pull out the “E” clip to remove. Move the top section until you reach the desired height then reinsert the “E” clip to secure.

### For models with brass buttons

Push in the brass buttons. Extend or retract the leg to the required height. When this is reached, release the button but carry on adjusting until the buttons lock in position.

## Unsafe, safety & maintenance

- Avoid wet floors, ice and similar hazards.
- Ensure there is sufficient grip on the surface you are using the cane on.
- Whenever possible use the stairs in the normal manner, using the handrail for support Use the Quad Cane on the same step as the affected leg and lead with the unaffected leg.
- Always ensure the top section is locked in position.
- Periodically check the rubber ferrules have not worn out. See your local Drive Medical dealer for replacement ferrules.
- Periodically check for worn or elongated adjustment holes.
- Always hold the Quad Cane by the handgrip during use.
- Do not exceed the maximum weight limit.

Die erwartete Lebensdauer dieser Vierfußgehilfe bei einem Anwender beträgt 3 Jahre, sofern die hier erteilten Anleitungen befolgt werden. Ein Nichtbefolgen kann die Lebensdauer des Gerätes verkürzen.

## Einzelheiten der Gewährleistung

Ihr Markenprodukt von Drive kommt mit der gesetzlich zweijährigen Garantie ab Kaufdatum in Bezug auf mangelfreie Materialien und Verarbeitung.

Das Gerät wurde gewissenhaft hergestellt und geprüft. Es entspricht der derzeit gültigen Norm für Gehstöcke. Die Garantieleistung ist der Ausdruck unseres Vertrauens in die Materialien und Verarbeitung unserer Produkte und unsere Zusicherung an den Kunden.

Bei Eintritt eines Garantiefalles, werden wir nach Ihrer Wahl Ersatzteile liefern oder das Gerät austauschen.

Diese Garantie umfasst keinen Gerätefehler aufgrund Missbrauchs oder Fahrlässigkeit oder normaler Abnutzung. Diese Gewährleistung bezieht sich nicht auf kurzlebige Bauteile wie Gummipuffer, Rollen und Griffe, die der Abnutzung unterliegen und ausgetauscht werden müssen.

Sollten Sie Fragen haben oder die vollständigen Bedingungen der Garantieleistung anfordern wollen, nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Drive Fachhändler auf.



**Drive Medical GmbH & Co. KG**

Leutkircher Straße 44 • 88316 • Isny/Allgäu • Germany  
Tel.: +49 (0) 7562 9724 - 0 • Fax: +49 (0) 7562 9724 -25  
[www.drivemedical.de](http://www.drivemedical.de) • [www.drivemobil.de](http://www.drivemobil.de)

Stand: 04.2021 | Irrtum und Änderungen vorbehalten

The expected service life of the Quad Cane is 3 years for a single user if the instructions herein are followed. Failure to follow these instructions can reduce the service life of the device.

## Warranty details

Your Drive branded product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for one year from date of purchase.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the customer.

In the event of a defect covered by this warranty, we will at our option supply parts or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to nondurable components, such as rubber accessories, castors and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have any queries or require full warranty conditions, please contact your Drive stocklist.



**Drive Medical Ltd**

Ainley's Industrial Estate • Elland, West Yorkshire  
United Kingdom • HX5 9JP  
[www.drivemedical.co.uk](http://www.drivemedical.co.uk)

Date: 04.2021 | Subject to error and change

# drive



[www.drivemedical.de](http://www.drivemedical.de)  
[www.drivemedical.co.uk](http://www.drivemedical.co.uk)