

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

PFLEGEN SIE ZU HAUSE
WIE DIE PROFIS



**HEBE-, TRANSFER- UND
PFLEGEHILFEN**

Hebetücher Größenauswahl

Patientenkomfort und Anwenderfreundlichkeit stehen bei den Hebetüchern von Drive DeVilbiss im Vordergrund. Das durchdachte Sortiment bietet Lösungen für alle gängigen Einsatzbereiche. Um das passende Hebetuch definieren zu können, muss jede Patientenversorgung immer individuell betrachtet werden.

Dieser Leitfaden ist nur eine Empfehlung und soll Ihnen helfen die gewünschte Hebetuch Größe zu finden. (Eine vollständige Bewertung und Risikobeurteilung sollte von einer qualifizierten Person durchgeführt werden)

Haben Sie sich auf ein Hebetuchmodell festgelegt, müssen Sie als nächstes die Größe des Hebetuchs wählen. Hilfreich hierbei ist die Betrachtung der Körpergröße des Patienten, und unterstützend dazu, der Brust- oder Taillenumfang, wie in der folgenden Tabelle dargestellt ist:

Umfang	Höhe	Hebetücher	Farbe
68 - 91 cm	129 - 150 cm	Small	ROT
79 - 104 cm	147 - 168 cm	Medium	GELB
102 - 129 cm	165 - 178 cm	Large	GRÜN
124 - 150 cm	170 - 183 cm	Extra Large	BLAU

WIE MESSE ICH?

Bitte benutzen Sie zum Messen ein Maßband und messen Sie wie folgt:

UMFANG

Bei Männer messen Sie den Brustumfang (unter den Armen).
Bei Frauen messen Sie den Taillenumfang.

GRÖSSE


Ermitteln Sie die Größe am besten wenn der Patient liegt.

Messen Sie wie folgt:

Nacken zum Kreuzbein, Kreuzbein zur Kniekehle und Kniekehle zur Ferse.

Wenn der Umfang und die Größe des Patienten bekannt sind, können sie anhand der Tabelle das passende Hebetuch aussuchen.

Fehlt eine Kombination oder haben Sie weitere Fragen, wenden Sie sich sehr gerne an Ihren gewohnten Drive DeVilbiss Ansprechpartner, oder unseren Produktspezialisten.



Universalhebetücher

Komfort

- Das Universaltuch
- Schnell anzulegen
- Gute Unterstützung im Rücken- und Beckenbereich
- geeignet für Maschinenwäsche



Produkt	Small	Medium	Large	Extra Large
Art.-Nr.	610000011	610000012	610000013	610000014

mit Kopfunterstützung

- + Ideal für Patienten, die eine Kopfunterstützung benötigen
- + Gute Unterstützung im Rücken- und Beckenbereich



Variante	Small	Medium	Large	Extra Large
Netz	610000031	610000032	610000033	610000034
Polyester	610000021	610000022	610000023	610000024

Toilettenhebetuch mit Kopfunterstützung

- ermöglicht Patienten mit guter Oberkörperkontrolle einen mühelosen Transfer
- große Bewegungsfreiheit im Schulter u. Armbereich
- Mit breitem Körpergurt, verstärktem Rücken, seitlichen Verlängerungsriemen und niedrigem Hüftbereich
- geeignet für Maschinenwäsche



Produkt	Small	Medium	Large	Extra Large
Art.-Nr.	610000001	610000002	610000003	610000004

Ganzkörperhebetuch mit Kopfunterstützung

- Beste Unterstützung im Sakral und Oberschenkelbereich
- Auch für beinamputierte Personen geeignet
- Tuch aus Polyester oder aus atmungsaktiven Netzmaterial erhältlich
- Ideal für Patienten die eine Kopfunterstützung benötigen



Variante	Small	Medium	Large	Extra Large
Netz	610000051	610000052	610000053	610000054
Polyester	610000041	610000042	610000043	610000044

Hebetuch

In Chair Hammock Comfort

- Ideal für Dekubitus- und Schmerzpatienten oder längeres Sitzen
- Bester Patientenkomfort durch nahtlosen Gesäßbereich und dünnere Wattierung des Beinriemens
- Druck- und schwerkraftreduzierend



Produkt	Small	Medium	Large
Art.-Nr.	4101BE	4102BE	4103BE

Hebetuch

Split Leg in Chair Hammock

- Ideal für Dekubitus- und Schmerzpatienten oder längeres Sitzen
- Nahtloser Gesäßbereich und dünnere Wattierung
- Druck- und schwerkraftreduzierend
- Wegklappbare Hüftriemen und Oberschenkel- stützen



Produkt	Small	Medium	Large
Art.-Nr.	4001BE	4002BE	4003BE

Pflege- und Beistelltische SuppliTo

- Stufenlose Höhenverstellung
- Nahezu werkzeuglose Zerlegbarkeit
- 2 bremsbare Leichtlaufrollen

Spezielle Nei-
gungsfixierung



Werkzeuglose
Höhenverstellung



SuppliTo



SuppliTo twinTop

JEWELS IN 2 FARBEN ERHÄLTlich



SuppliTo



SuppliTo twinTop	Weiß-grau	Holzoptik
Artikelnummer	860000001	860000003
HMV-Nr.	50.45.04.0025	50.45.04.0025

Technische Daten

Gesamthöhe	71 - 116 cm
Länge Tischplatte	60 cm
Breite Tischplatte	40 cm
Neigungsverstellung	0 - 90°
Gesamtgewicht	8 kg
Max. Belastung	10 kg

SuppliTo twinTop

- + Zusätzliche Tischplatte für ein Getränk oder andere kleinere Gegenstände
- + Einfaches Zusammenklappen
- + 7-stufige Neigungsverstellung



SuppliTo twinTop	Weiß-grau	Holzoptik
Artikelnummer	860000002	860000004
HMV-Nr.	50.45.04.0024	50.45.04.0024

Technische Daten

Gesamthöhe	71 - 93 cm
Maße Tischplatte (LxB) groß	60 x 40 cm
Maße Tischplatte (LxB) klein	20 x 40 cm
Neigungsverstellung	0 - 55° in 7 Schritten
Gesamtgewicht	9 kg
Max. Belastung	10 kg

Patientenlifter Samsoft 175

- Leicht, Kompakt und faltbar
- Verstärkter Stahlrahmen für maximale Sicherheit
- Optimale Stabilität und leichtes Umfahren von Hindernissen
- Fahrgestellspreizung mit Arretierung
- Einfaches und schnelles Laden der Batterie



Mit Hebetuch
serienmäßig
(Größe M/L)



Verstärkter
Stahlrahmen



Arretierung der
Fahrgestellspreizung



Produkt	Samsoft 175
Artikelnummer	SR2870000
HMV-Nr.	22.40.01.0093

Technische Daten	
Maße (LxB)	133 x 63 cm
Anschlaghöhe min / max	55 - 189 cm
Spreizbereich min / max	52 - 72 cm
Unterfahrbare Höhe	10 cm
Wenderadius	142 cm
Gesamtgewicht	38 kg
Max. Belastung	175 kg

Patientenlifter Samsoft 175 EL

- Leicht, Kompakt und faltbar
- Verstärkter Stahlrahmen für maximale Sicherheit
- Optimale Stabilität und leichtes Umfahren von Hindernissen
- Fahrgestellspreizung mit Arretierung
- Einfaches und schnelles Laden der Batterie



Platzsparende Aufbewahrung



Hintere Rollen mit Bremsen



Elektrische Fahrgestellspreizung



Produkt	
Artikelnummer	Samsoft 175 EL SR2810200-ALL
Technische Daten	
Maße (LxB)	133 x 63 cm
Anschlaghöhe min / max	55 - 189 cm
Spreizbereich min / max	52 - 83 cm
Unterfahrbare Höhe	10 cm
Wenderadius	142 cm
Gesamtgewicht	38,7 kg
Max. Belastung	175 kg

Patientenlifter Hermes

- Extra verstärkter Stahlrahmen
- Elektrische Spreizung für müheloses Manövrieren
- Niedrige Grundgestell-Höhe für einfaches Unterfahren
- Manuelle Notfallabsenkung
- Doppelrollen mit Vollgummibereifung



Vier-Punkt-Transportbügel mit Schutzüberzug



Verstärkter Stahlrahmen



Produkt	Hermes
Artikelnummer	SR2310000
Technische Daten	
Maße (LxB)	136 x 74 cm
Anschlaghöhe min / max	51 - 200 cm
Spreizbereich min / max	60 - 110 cm
Unterfahrbare Höhe	12 cm
Wenderadius	300 cm
Gesamtgewicht	57 kg
Max. Belastung	250 kg

Zubehör Patientenlifter Waage für Patientenlift

- Inklusive Befestigungskit für Samssoft 175 oder Hermes
- Einstellbare Abschaltautomatik
- Batteriebetrieben (3 x AA - im Lieferumfang enthalten)



Inklusive
Installationskit



Passend für
Samssoft 175
oder Hermes



Produkt	Artikelnummer
Patientenwaage für Samssoft 175	SR2820400
Patientenwaage für Samssoft 175 EL	SR2820400
Patientenwaage für Hermes	SR2321000

Technische Daten	
Gesamtbreite	8,1 cm
Gesamttiefe	4,6 cm
Gesamthöhe	26,5 cm
Ziffernschritt	100 g
Gesamtgewicht	0,8 kg
Max. Belastung	300 kg



Jetzt informieren!
Besuchen Sie
unsere Website

HEMECARE VON DRIVE DEVILBISS

Zuverlässige Hilfsmittel, welche Sie und Ihre Patienten beim Aufstehen, Umsetzen und Transfer unterstützen.

Entdecken Sie die Produkte zur häuslichen Pflege von Drive DeVilbiss.

Ihr Fachhändler:

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Drive Medical GmbH & Co. KG

Leutkircher Straße 44 • 88316 Isny/Allgäu

DeVilbiss Healthcare GmbH

Kamenzer Straße 3 • 68309 Mannheim

T +49 (0) 7562 9724 0 • info@drivemedical.de

www.drivedevilbiss.de