



MOBILITÄT / ROLLATOREN

EINFACH. SICHER. MOBIL.



drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Leichtgewichtrollator Gigo 2G

- Abnehm- und klappbare Rückenstütze
- Leichter und formschöner Rollator aus Aluminium
- Ergonomische Handgriffe, in der Höhe 6-fach verstellbar
- Serienmäßig mit Korb, Tablett, Rückenstütze und Stockhalter



Produkt	Gigo 2G
Artikelnummer	735100200
HMV-Nr.	10.50.04.1256
Abmessungen LxB	61 x 61,5 cm
Griffhöhe	87 - 96 cm
Sitzabmessungen BxTxH	34 x 33,5 x 54 cm
Gewicht	7,0 kg

Standard-Rollator Migo 2G

- Der Klassiker im Standardbereich
- Verlängerter Schiebegriff, stufenlos bis zu 100 cm Höhe einstellbar
- Faltsicherung
- Serienmäßig mit Korb, Tablett und Stockhalter



Produkt	Migo 2G
Artikelnummer	723600000
HMV-Nr.	10.50.04.1200
Abmessungen LxB	61 x 58 cm
Griffhöhe	80 - 100 cm
Sitzabmessungen BxTxH	36 x 23,5 x 60 cm
Gewicht	8,3 kg

Standard-Rollator Cristallo

- Automatische Verriegelung gegen Zusammenklappen
- Faltmechanismus in Signalfarbe
- Bremse lässt sich einfach feststellen und leicht nachjustieren
- Stufenlos höhenverstellbare Handgriffe
- Serienmäßig mit Korb, Tablett und Stockhalter



Produkt	Cristallo
Artikelnummer	722100000
HMV-Nr.	10.50.04.1114
Abmessungen LxB	67 x 61 cm
Griffhöhe	79 - 100 cm
Sitzabmessungen BxTxH	38 x 16 x 61 cm
Gewicht	8,8 kg

Rollator Cristallo²

- Ideal für Rheuma- und Arthritispatienten
- Gepolsterte und individuell einstellbare Unterarmauflagen
- Automatische Verriegelung gegen Zusammenklappen
- Serienmäßig mit Korb, Tablett und Stockhalter



Produkt	Cristallo ²
Artikelnummer	722500000
HMV-Nr.	10.46.04.0009
Abmessungen LxB	67 x 65 cm
Griffhöhe	102 - 118 cm
Sitzabmessungen BxTxH	38 x 16 x 61 cm
Gewicht	12 kg

Rollator Tri Walker

- Wendig und sicher unterwegs
- Leicht zu transportieren
- Ergonomische Handgriffe, in der Höhe einstellbar
- Passive Beleuchtung hinten und vorne
- Lieferung serienmäßig mit Korb und Tablett



Produkt	Tri Walker
Artikelnummer	TW011R
HMV-Nr.	10.50.04.0020
Abmessungen LxB	60 x 61 cm
Griffhöhe	84,5 - 94,5 cm
Breite zwischen Handgriffen	37 cm
Gewicht	6,2 kg

Rollator GoLite 200 XXL

- Breiter und stabiler Rollator mit komfortabler extragroßer und weicher Sitzfläche
- Gepolsterter abnehmbarer Rückenstützbügel
- Ergonomische Handgriffe, in der Höhe einstellbar
- Serienmäßig mit Korb, Rückenstütze und Stockhalter



Produkt	GoLite 200 XXL
Artikelnummer	770100100
HMV-Nr.	10.50.04.2014
Abmessungen LxB	71 x 78 cm
Griffhöhe	88 - 99,5 cm
Sitzabmessungen BxTxH	46 x 35 x 57 cm
Gewicht	12,7 kg

Indoor-Rollator Roomba

- Mobilität einfach und schlicht
- Speziell für die Verwendung in Innenräumen konzipiert
- Schmale und wendige Bauweise zur Verwendung auch bei geringem Platzangebot
- Serienmäßig mit Tasche und großem Tablett mit runder Vertiefung



Produkt	Roomba
Artikelnummer	730200100
Abmessungen LxB	51,5 x 57 cm
Griffhöhe	81,4 - 94,1 cm
Tablett BxT	45 x 30 cm
Breite zwischen den Hinterrädern	44 cm
Gewicht	5,6 kg

Rollator Diamond Deluxe

- Mit wenigen Handgriffen vom Rollator zum Transportstuhl
- Werkzeugfreie Montage der Räder und Fußstützen
- Stoff Sitz, sowie weiche, gepolsterte Rückenlehne
- Serienmäßig mit Stockhalter und Stofftasche



Produkt	Diamond Deluxe
Artikelnummer	745R
Abmessungen LxB	104,2 x 64 cm
Griffhöhe	77 - 94,5 cm
Sitzabmessungen BxTxH	40 x 19 x 54 cm
Breite zwischen den Handgriffen	46 cm
Gewicht	10,3 kg

Rollator Nitro

- **NEU: standardmäßig mit komfortabler Softbereifung**
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Extragroße Fronträder mit 25 cm für optimalen Lenk- und Fahrkomfort
- Gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne
- Rückenlehne in der Höhe und Tiefe einstellbar
- Lieferung serienmäßig mit Stockhalter, Ankipphilfe und moderner Tasche mit Reißverschluss



In drei Farben und vier Größen erhältlich



Farbe	Größe XS	Größe S	Größe M	Größe L
Champagner	724100300	724100000	724200000	724300000
Weiß			724200100	724300100
Schwarz			724200200	

Produkt	Größe XS	Größe S	Größe M	Größe L
Länge	70,5 cm	70,5 cm	70,5 cm	70,5 cm
Breite	52 cm	61 cm	61 cm	61 cm
Griffhöhe	71,8 - 77 cm	79 - 91 cm	84 - 96,5 cm	89 - 101 cm
Sitzbreite	37 cm	44,5 cm	44,5 cm	44,5 cm
Sitztiefe	20 cm	22 cm	22 cm	22 cm
Sitzhöhe	45 cm	52 cm	57 cm	62 cm
Gewicht	6,7 kg	7,1 kg	7,2 kg	7,3 kg

Leichtgewicht-Rollator Nitro SL

- Besteht durch sein geringes Gewicht
- Smartsoft Reifen für ein komfortables Gehen auf allen Untergründen
- Große und weiche Sitzfläche bietet Komfort
- Höhenverstellbarer, breiter und gepolsterter Rückengurt
- Nutzerfreundliche Höheneinstellung der Handgriffe
- Einfacher Faltmechanismus mit Faltsicherung
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar



In zwei Farben erhältlich



Produkt	Daytona-Grau	Spa-Blau
Artikelnummer	700300100	700300300
Abmessungen LxB	72 x 64 cm	
Griffhöhe	83 - 93 cm	
Sitzabmessungen BxTxH	42 x 22,5 x 56,5 cm	
Faltmaß LxBxH	72 x 27 x 83 cm	
Gewicht	5,5 kg	

Rollator Torro Acero

- Einstiegsmodell in unsere Torro-Familie
- Leichtgewicht Stahl-Rahmen
- Große und weiche Sitzfläche bietet Komfort
- Gepolsterter, abnehmbarer Rückengurt
- Ergonomische Handgriffe, in der Höhe einstellbar
- Serienmäßig mit Netztasche, Rückengurt und Stockhalter



Produkt	Torro Acero
Artikelnummer	740500900
HMV-Nr.	10.50.04.1259
Abmessungen LxB	67 x 61,5 cm
Griffhöhe	79,3 - 95 cm
Sitzabmessungen BxTxH	42 x 22,5 x 58,5 cm
Gewicht	8,1 kg

Rollator Torro

- Leichtgewicht Aluminium-Rahmen
- Sicherheit und Mobilität auch bei hoher Belastung
- Große und weiche Sitzfläche bietet Komfort
- Gepolsterter, abnehmbarer Rückengurt
- Ergonomische Handgriffe, in der Höhe einstellbar
- Serienmäßig mit Netztasche, Rückengurt und Stockhalter



In zwei Farben erhältlich



Produkt	Anthrazit	Rot
Artikelnummer	740500500	740500100
HMV-Nr.	10.50.04.1197	
Abmessungen LxB	68 x 61,5 cm	
Griffhöhe	78 - 94,5 cm	
Sitzabmessungen BxTxH	42 x 22,5 x 59 cm	
Gewicht	6,9 kg	

Zubehör

Rollatoren

Regenschirm Standard / Reverse

- Passend für alle gängigen Rollatoren und Rollstühle durch universelle Halterung für Rund-/Ovalrohr-Schiebegriffe
- Robustes Fiberglasgestänge & wasserabperlende Bespannung
- Automatiköffnung und umlaufendes Reflektorband
- Schirm-Ø ca. 1000 mm
- Inklusive Schutzhülle
- Reverse: Dank der innovativen, umgekehrten Faltmechanik kann der Schirm ganz einfach im Stehen geschlossen werden, ohne dass der Nutzer dabei nass wird



Farbe	Standard	Farbe	Reverse
Schwarz	700900017	Schwarz	700900020
Dunkelblau	700900018	Dunkelrot/ Schwarz	700900021
Dunkelrot	700900019	Dunkelblau	700900022
		Dunkelblau/Orange	700900025



Premiumtasche

- Magnetverschluss
- Integrierter Reflektor
- Helles Innenleben zur besseren Sichtbarkeit
- Auch als Umhängetasche anwendbar
- Max. Zuladung 5 kg

Produkt	Artikelnummer
Premium Tasche Nitro SL grau	724400137
Premium Tasche Nitro SL anthrazit	724400138



Klingel

- Erhältlich in schwarz und blau
- Klingel mit Schraubbefestigung
- Passend für Ø 22 – 31,8 mm
- Inklusive Befestigungsmaterial

Produkt

Artikelnummer

Klingel schwarz

700900011

Klingel blau

700900013



Getränkehalter

- Passend für Rollator Nitro
- Schnelle und einfache Montage
- Einfaches Transportieren von Getränken

Produkt

Artikelnummer

Getränkehalter für Nitro

724400085



Rückengurt

- Passend für Migo, Road, Cristallo
- Gepolstert für komfortables Anlehnen
- Sicherer Halt beim Setzen auf die Sitzfläche

Produkt

Artikelnummer

Rückengurt für Rollatoren

710100500



Frontlicht

- Universelle Befestigung
- 6 verschiedene Lichtmodi
- Spritzwasserschutz nach IPX4
- Mit Ladestandsanzeige

Produkt

Artikelnummer

Frontlicht

700900014



Tablett

- Einfach Montage durch Auflegen auf den Sitz
- Leicht in der Handhabung
- Max. Belastung: 5 kg

Produkt

Artikelnummer

Tablett für Nitro / Torro / Torro Acero / Diamond Deluxe

724400200



Jetzt informieren!
Besuchen Sie
unsere Website

SICHER UNTERWEGS MIT ROLLATOREN VON DRIVE DEVILBISS

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Rollatoren, um Ihre individuellen Bedürfnisse und Vorlieben zu erfüllen. Egal ob **Standard-, Premium- oder Spezial-Rollator** – wir haben die passende Lösung für Sie. Selbstverständlich mit vielen individuellen Gestaltungs- und Wahlmöglichkeiten. Drive DeVilbiss denkt an jedes Detail.

Ihr Fachhändler:

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Drive Medical GmbH & Co. KG

Leutkircher Straße 44 • 88316 Isny/Allgäu

DeVilbiss Healthcare GmbH

Kamenzer Straße 3 • 68309 Mannheim

T +49 (0) 7562 9724 0 • info@drivemedical.de

www.drivedevilbiss.de