

drive

 DeVilbiss
HEALTHCARE



BAD & WC / TOILETTE

SICHER. BEQUEM. ZUVERLÄSSIG.

Toilettenstützgestell TSG 130

- Eine mobile Erhöhung für Toiletten
- Komfortabel, sicher und besonders stabil
- Schnelle Montage
- Siebenfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe




Sitzbrille
hochklappbar



Höhenverstell-
bare Beine



Eimer mit Ge-
ruchsverschluss



Produkt	TSG 130
Artikelnummer	500800100
HMV-Nr.	33.40.02.1013
Abmessungen (LxBxH)	52 x 67 x 75 cm
Rahmenhöhe	35 - 50 cm
Gesamtgewicht	5,7 kg
Max. Belastung	130 kg

Toilettenstuhl TS 130

- Komfortabel, sicher und besonders stabil
- Große, weiche Sitzfläche und Rückenlehne für mehr Komfort
- Sitzbrille und Auflage hochklappbar und abnehmbar
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Sechsfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Polsternähte unten versiegelt
- Gepolsterte Armauflagen
- Einfach zu reinigen




Sitzbrille hochklappbar



Höhenverstellbare Beine



Gepolsterte Sitzbrille



Produkt	TS 130
Artikelnummer	530100100
H.M.V.-Nr.	33.40.04.0016
Abmessungen	57 x 58 / 62 x 98,5 cm
Rahmenhöhe	35 - 50 cm
Gesamtgewicht	8,5 kg
Max. Belastung	130 kg

Toilettenrollstuhl TRS 130

- Komfortabel, sicher und besonders stabil
- Feststellbremsen an den hinteren Lenkrollen
- Abschwenkbare Armlehne erleichtert den Transfer
- Stabile, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- Serienmäßiger Eimer mit Geruchsverschluss
- Ohne Eimer über Toilettenbecken fahrbar
- Stufenlos einstellbare Fußstützen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Wadenband Einfach zu reinigen



Sitzbrille
abnehmbar



Einstellbare
Fußstütze



Eimer mit Ge-
ruchsverschluss



Produkt	TRS 130
Artikelnummer	530100000
HMV-Nr.	18.46.02.0058
Abmessungen (LxBxH)	95 x 56 x 97 cm
Überfahrbare Höhe	44 cm
Gesamtgewicht	14,4 kg
Max. Belastung	130 kg

Toilettenrollstuhl TRS 200 XXL

- Breiter und stabiler Toilettenrollstuhl für maximale Ansprüche
- Feststellbremsen an den hinteren Lenkrollen
- Abschwenkbare Armlehnen erleichtern den Transfer
- Stabile, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- Stufenlos einstellbare Fußstützen
- Extra große und weiche Sitzfläche und Rückenlehne für mehr Komfort
- Serienmäßig mit Eimer



Mit integrierter Abdeckplatte



Einstellbare Fußstütze



Eimer mit Geruchsverschluss



Produkt	TRS 200 XXL
Artikelnummer	530200000
Abmessungen (LxBxH)	96 x 72 x 98 cm
Überfahrbare Höhe	44 cm
Fußstützen Länge	42 - 57 cm
Gesamtgewicht	15,3 kg
Max. Belastung	200 kg

Toilettensitzerhöhung Ticco 2G

- Mit und ohne Deckel erhältlich
- Erhöht den WC-Sitz um 5, 10 oder 15 cm
- Ergonomische Formgebung
- Maximale Öffnung mit zwei Hygieneausparungen
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Fixierklammern ermöglichen einen perfekten Halt



Fixierschraube
zur einfachen
Montage



Ticco mit oder
ohne Deckel
erhältlich



In drei Varianten erhältlich:

- Ticco 2G/5
- Ticco 2G/10
- Ticco 2G/15

Ticco 2G/5



Produkt	ohne Deckel	mit Deckel
Artikelnummer	523600100	523600200
HMV-Nr.	-	-
Abmessungen	39 cm x 39 cm	39 cm x 39 cm
Höhenverstellung	4,1 cm / 5,6 cm	5,5 cm / 7,1 cm
Gesamtgewicht	820 g	1,11 kg
Max. Belastung	225 kg	225 kg

Ticco 2G/10



Produkt	ohne Deckel	mit Deckel
Artikelnummer	523300000	523400000
HMV-Nr.	33.40.01.0099	33.40.01.0100
Abmessungen	39 cm x 39 cm	39 cm x 39 cm
Höhenverstellung	8,6 cm / 12 cm	10 cm / 14,6 cm
Gesamtgewicht	1,05 kg	1,35 kg
Max. Belastung	225 kg	225 kg

Ticco 2G/15



Produkt	ohne Deckel	mit Deckel
Artikelnummer	523600300	523600400
HMV-Nr.	33.40.01.0113	33.40.01.0114
Abmessungen	39 cm x 39 cm	39 cm x 39 cm
Höhenverstellung	13,6 cm / 15,1 cm	15,3 cm / 16,6 cm
Gesamtgewicht	1,44 kg	1,71 kg
Max. Belastung	225 kg	225 kg

Toilettensitzerhöhungen TSE 120 & TSE 120 Plus

- Zwei Hygieneausparungen und integrierte Sitzbrille
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Hochklappbare und rutschsichere Armlehnen
- Dreifache Höhenverstellung
- Einfache, werkzeugfreie Montage



Griffmulde
am Deckel



Dreifach
höhenverstellbar



Rutschsicherer
Griff



TSE 120

Produkt	ohne Armlehne	mit Armlehne
Artikelnummer	520500400	520500300
HMV-Nr.	33.40.01.3034	33.40.01.3035
Abmessungen (LxBxH)	49 x 55 x 38 cm	49 x 46 x 19 cm
Höhenverstellung	8,5 / 12 / 15,5 cm	8,5 / 12 / 15,5 cm
Gesamtgewicht	4,1 kg	2,6 kg
Max. Belastung	120 kg	120 kg

TSE 120 PLUS

- + mit innovativer Topmontage
- + Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Innovative
Topmontage



Produkt	TSE 120 Plus
Artikelnummer	520500500
HMV-Nr.	33.40.01.3034
Abmessungen (LxBxH)	49 x 55 x 38 cm
Höhenverstellung	8,5 / 12 / 15,5 cm
Gesamtgewicht	4,1 kg
Max. Belastung	120 kg

Toilettensitzerhöhungen TSE 150 & TSE 150 Plus

- Zwei Hygieneaussparungen und integrierte Sitzbrille
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Hochklappbare und rutschsichere Armlehnen
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Dreifache Höhenverstellung
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Griffmulde
am Deckel



Dreifach
höhenverstellbar



Rutschsicherer
Griff



TSE 150

Produkt	ohne Armlehne	mit Armlehne
Artikelnummer	5200500	5201000
HMV-Nr.	33.40.01.1013	33.40.01.3023
Abmessungen (LxBxH)	48,5 x 46 x 22,5 cm	48,5 x 56 x 41 cm
Höhenverstellung	6,5 / 10 / 13,5 cm	6,5 / 10 / 13,5 cm
Gesamtgewicht	3,7 kg	5,7 kg
Max. Belastung	150 kg	150 kg

NEU

TSE 150 Plus

- + mit innovativer Topmontage
- + Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Innovative
Topmontage



Produkt	TSE 150 Plus
Artikelnummer	520150000
HMV-Nr.	33.40.01.3037
Abmessungen (LxBxH)	48,5 x 56 x 41 cm
Höhenverstellung	6,5 / 10 / 13,5 cm
Gesamtgewicht	5,7 kg
Max. Belastung	150 kg



Jetzt informieren!
Besuchen Sie
unsere Website!

SICHERHEIT IM BAD: QUALITÄTSPRODUKTE FÜR IHREN ALLTAG!

Drive DeVilbiss bietet Ihnen bequeme und zuverlässige
Lösungen für die wichtigsten Bedürfnisse im Bad.

Mit unserer breiten Produktpalette, darunter
Toilettensitzerhöhungen, Stützgestelle und Toiletten-
rollstühle, sind Sie bestens ausgestattet. Unsere
hochwertigen Produkte vereinen Komfort, Funktionalität
und Langlebigkeit, damit Sie Ihren Alltag
im Bad sorgenfrei genießen können.

Ihr Fachhändler:

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Drive Medical GmbH & Co. KG

Leutkircher Straße 44 • 88316 Isny/Allgäu

DeVilbiss Healthcare GmbH

Kamenzer Straße 3 • 68309 Mannheim

T +49 (0) 7562 9724 0 • info@drivemedical.de

www.drivedevilbiss.de