

*drive*

 DeVilbiss  
HEALTHCARE



**SCOOTER**

EINFACH. SCHNELLER. MOBIL.

# Allround Line Envoy

- Ladegerät (8 Ah) mit Auslesefunktion
- Vollfederung für besten Fahrkomfort
- einfache und übersichtliche Bedienung
- Lieferung serienmäßig mit Korb vorne



erhältlich in:



Mit PU-bereifung	36 Ah Batterien	50 Ah Batterien
grau-metallic	950200150-36	950200150-50

Mit Luftbereifung	36 Ah Batterien	50 Ah Batterien
grau-metallic	950200100-36	950200100-50
kirschrot	950200200-36	950200200-50

Produkt	Envoy
<b>HMV-Nr.</b>	<b>18.51.05.1028</b>
Batteriekapazität 2x	36 / 50 Ah
Motorleistung	400 W
Wenderadius	135 cm
Steigfähigkeit	9° / 16 %
Bodenfreiheit	8 cm
Reifengröße	260 mm
Abmessungen	119 x 58 x 117 - 122 cm
Sitz (B x T)	46 x 39 cm
Gewicht ohne Batterie	76 kg

# Allround Line Tourer

- einfache und intuitive Bedienung des Displays
- Ladegerät (8 Ah) mit Auslesefunktion
- Lieferung serienmäßig mit Korb vorne und Stockhalter
- komfortabler Kapitänssitz
- einfache Neigungsverstellung der Rückenlehne
- inklusive Kurvenreduktion



erhältlich in:



Farbe	anthrazit	rot
Artikelnummer	950100365	950100366

Produkt	Tourer
<b>HMV-Nr.</b>	<b>18.51.05.1048</b>
Batteriekapazität 2x	50 Ah
Motorleistung	500 W
Wenderadius	140 cm
Steigfähigkeit	10° / 17 %
Bodenfreiheit	6,5 cm
Reifengröße	290 mm
Abmessungen	120 x 64 x 115,5 cm
Sitz (B x T)	46,5 x 44 - 49 cm
Gewicht ohne Batterie	70,5 kg

# Allround Line Tourer Plus

- einfache und intuitive Bedienung des Displays
- Ladegerät (8 Ah) mit Auslesefunktion
- Lieferung serienmäßig mit Korb vorne und Stockhalter
- komfortabler Kapitänssitz
- einfache Neigungsverstellung der Rückenlehne
- inklusive Kurvenreduktion



erhältlich in:



Farbe	anthrazit	rot
Artikelnummer	950100325	950100326

Produkt	Tourer Plus
Batteriekapazität 2x	50 Ah
Motorleistung	700 W
Wenderadius	140 cm
Steigfähigkeit	10° / 17 %
Bodenfreiheit	6,5 cm
Reifengröße	290 mm
Abmessungen	120 x 64 x 115,5 cm
Sitz (B x T)	46,5 x 49 cm
Gewicht ohne Batterie	71,5 kg

# Strong Line Spark

- einfache und intuitive Bedienung
- Ladegerät (8 Ah) mit Auslesefunktion
- Lautstärkeeinstellung der Signaltöne über das Display
- Geschwindigkeitsreduktion in Kurven
- stufenlose Einstellung der Lenksäule
- 8" Alufelge mit 13" Niederquerschnittsreifen
- Kapitänssitz und Korb serienmäßig



erhältlich in:



## Farbe

**anthrazit**

Artikelnummer

950100420

## Produkt

**Spark**

Batteriekapazität 2x

80 Ah

Motorleistung

850 W

Wenderadius

160 cm

Steigfähigkeit

10° / 17 %

Bodenfreiheit

10 cm

Reifengröße

335 mm

Abmessungen

144 x 68 x 136 cm

Sitz (B x T)

51 x 47 cm

Gewicht ohne Batterie

138 kg

# Strong Line Blaze

- intuitives Digitaldisplay
- Ladegerät (8 Ah) mit Auslesefunktion
- 13-Zoll Reifen auf Design-Leichtmetall-Alufelge
- Lautstärkeeinstellung der Signaltöne über das Display
- Geschwindigkeitsreduktion in Kurven
- Kapitänssitz und Korb serienmäßig
- inklusive 2 Rückspiegel



erhältlich in:



Farbe	anthrazit	blau
Artikelnummer	950100425	950100470

Produkt	Blaze
Batteriekapazität 2x	80 Ah
Motorleistung	850 W
Wenderadius	166 cm
Steigfähigkeit	10° / 17 %
Bodenfreiheit	9 cm
Reifengröße	335 mm
Abmessungen	140 x 68 x 132,5 cm
Sitz (B x T)	51 cm x 47 cm
Gewicht ohne Batterie	124 kg

# Strong Line Bluster

- einfache und intuitive Bedienung des Multifunktionsdisplays
- Ladegerät (12 Ah) mit Auslesefunktion
- Lautstärkeeinstellung der Signaltöne über das Display
- individuell einstellbarer Deluxe-Kapitänssitz
- vollgederete 15-Zoll Räder
- Lieferung serienmäßig mit Stoßstange



erhältlich in:



Farbe	anthrazit	rot
Artikelnummer	950100820	950100920

Produkt	Bluster
Batteriekapazität 2x	80 Ah
Motorleistung	800 W
Wenderadius	186 cm
Steigfähigkeit	9° / 16 %
Bodenfreiheit	11 cm
Reifengröße	380 mm
Abmessungen	160 x 72 x 136 cm
Sitz (B x T)	58 x 56 cm
Gewicht ohne Batterie	120 kg

# Freedom Line Raven

- wendig und spritzig
- einfache und übersichtliche Bedienung
- geringes Eigengewicht
- kleiner Wenderadius
- praktisch zum Mitnehmen
- mit Luftbereifung



erhältlich in:



## Farbe

rot

Artikelnummer

MS025RD-G-AIR

## Produkt

Raven

Batteriekapazität 2x

20 Ah

Motorleistung

270 W

Wenderadius

99 cm

Steigfähigkeit

8° / 14 %

Bodenfreiheit

6 cm

Reifengröße

200 x 50 mm

Abmessungen

108 x 48 x 91 cm

Sitz (B x T)

43 cm x 36 cm

Gewicht ohne Batterie

34 kg



# Elektromobile Zubehör



## Scootergarage

- Schutz vor Schmutz und Regen

### Scootergarage

M	L	XL
RT-2993	RT-4443	RT-4444
Raven	Raven, Envoy	Alle



## Regenumhang

- idealer Schutz bei Regen

### Regenumhang

blau	rot
RT-SC001	RT-SC004



## Stockhalter

- einfach zu montieren

### Stockhalter

Vierkantrohrmontage	950000029
passend für Envoy, Spark, Blaze, Bluster, Tourer & Tourer Plus	



## Rollatorhalter

- einfach zu montieren

### Rollatorhalter

Vierkantrohrmontage	950000089
passend für Envoy, Spark, Blaze, Bluster, Tourer & Tourer Plus	

# Elektromobile

## Neues Zubehör



### TopCase

- einfache Montage ohne Werkzeug
- Sicherheitsschloss
- großer Reflektor

#### TopCase

950500305

passend für Envoy, Spark, Blaze, Bluster, Tourer & Tourer Plus



### Kühltasche

- einfache Montage ohne Werkzeug
- Reflektorstreifen

#### Kühltasche

950500307

passend für Envoy, Spark, Blaze, Bluster, Tourer & Tourer Plus



### Heckkorb

- einfache Montage ohne Werkzeug
- Faltmechanismus
- klappbar

#### Heckkorb

950500306

passend für Envoy, Spark, Blaze, Bluster, Tourer & Tourer Plus



### Multi-Adapter

- ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von mehr als einem Zubehörteil

#### Multi-Adapter

950500308

passend für Envoy, Spark, Blaze, Bluster, Tourer & Tourer Plus



## WANN ÜBERNIMMT DIE KRANKENKASSE DIE KOSTEN FÜR EIN ELEKTROMOBIL?

**Unter bestimmten Voraussetzungen übernimmt die Krankenkasse die Kosten für ein verordnungsfähiges Elektromobil als Hilfsmittel ganz oder teilweise.**

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Elektromobil ein zugelassenes Hilfsmittel ist.

Ein als Hilfsmittel zugelassenes Elektromobil erkennen Sie bei Drive DeVilbiss immer an der HMV-Nummer sowie am HMV-Piktogramm.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um ein Elektromobil als Hilfsmittel bei der Krankenkasse zu beantragen:

- Das Elektromobil gleicht eine Behinderung aus, bzw. behebt, mildert sie oder beugt sie vor
- Stark eingeschränkte Gehfähigkeit, sodass Grundbedürfnisse einschließlich die Erledigung von Alltagsgeschäften nicht mehr erfüllt werden können, bei gleichzeitiger Restgehfähigkeit
- Ein handbetriebener Rollstuhl kann nicht bedient werden und andere Hilfsmittel (z. B. Rollator) sind nicht ausreichend
- Die Bedienung des Elektromobils ist körperlich und geistig möglich
- Eine wetterfeste und diebstahlsichere Abstellmöglichkeit muss vorhanden sein



Jetzt informieren!  
Besuchen Sie  
unsere Website

# UNABHÄNGIGKEIT. LEICHTIGKEIT. LEBENSQUALITÄT.

Ihr Wunsch ist es, sich mühelos fortzubewegen  
und überall hinzukommen?

Mit unseren Elektromobilen ist das ganz einfach  
möglich. Drive DeVilbiss Elektromobile schenken  
Ihnen die Freiheit, sich räumlich und zeitlich un-  
abhängig zu bewegen. Erleben Sie grenzenlose  
Freiheit, wo immer Sie möchten, wann immer Sie  
möchten.

Ihr Fachhändler:

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

Drive Medical GmbH & Co. KG

Leutkircher Straße 44 • 88316 Isny/Allgäu

T +49 (0) 7562 9724 0 • info@drivedevilbiss.com

[www.drivedevilbiss.com](http://www.drivedevilbiss.com)