


## BADEN

Badewannensitz **BEN 2G**

Die ideale Hilfe beim Ein- und Aussteigen



## HIGHLIGHTS

- Der Sitz lässt sich in 90°-Stufen in die gewünschte Position drehen
- Automatische Arretierung bei 90° sorgt für Sicherheit
- Fertig montiert
- Einfach am Wannenrand einhängen
- Einfache Anpassung an die Wannenbreite (max. Wannenbreite innen 64,5 cm)
- Drainagelöcher lassen das Duschwasser abfließen
- Auflagebügel mit rutschhemmenden Gummikappen
- Aluminium Rahmen
- Einfach zu reinigen

## TECHNISCHE DATEN

Produkt	BEN 2G
Artikelnummer	550600300
HMV-Nr.	in beantragung

Technische Daten	
Gesamtbreite	70 cm
Gesamttiefe	52 cm
Sitzbreite	41 cm
Sitztiefe	41,5 cm
Rückenlehnenhöhe	37 cm
Verstellbereich (Wannenbreite innen)	48,5 - 64,5 cm
Gesamtgewicht	3,4 kg
Max. Belastung	130 kg