

drive

 DeVilbiss[®]
HEALTHCARE

Aio

DUSCHSTUHL

MODULAR. INDIVIDUELL. ERWEITERBAR.

MODULAR. INDIVIDUELL. ERWEITERBAR.

Der modulare **Duschstuhl AiO** lässt sich individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen und ist jederzeit erweiterbar bei Veränderungen in ihrem Leben.

Er zeichnet sich durch sein modulares Stecksystem aus und ist somit die perfekte Lösung für vielfältige Anforderungen. Sollten sich Ihre Lebensumstände ändern, lässt sich der AiO mühelos durch zusätzliche Komponenten wie einer hohen Rückenlehne oder stabilen Armlehnen erweitern. Im Handumdrehen verwandelt sich der AiO von einem simplen Duschhocker zu einem komfortablen Duschstuhl, der alle Bedürfnisse erfüllt.

- **DUSCHHOCKER**
Komfortable Sitzmöglichkeit für die Dusche
- **DUSCHSTUHL**
Sitzgelegenheit mit erhöhtem Komfort und Unterstützung
- **AUFSTEHHILFE**
Hilfe beim Aufstehen aus der Dusche
- **RUHEBÄNKCHEN**
Sitzplatz für Ihre Momente der Ruhe



Individuell für ihre
Bedürfnisse
anpassbar

DUSCHHOCKER. DUSCHSTUHL. ALL-IN-ONE.





**einfache
Montage**
durch Click-System





STILVOLL. CLEVER. ZUSAMMENSTECKBAR.




Hohe, bequeme Rückenlehne

für ein stabiles, sicheres und aufrechtes Duschvergnügen



Anpassbar auf ihre Größe

durch 8-fach verstellbare Sitzhöhe



Rutschfeste GummifüÙe

sorgen für Stabilität und einen besonders sicheren Stand



HYGIENISCH. ANGENEHM. RUTSCHSICHER.



Abperleffekt

- Vereinfachte Pflege und Reinigung
- Besonders hygienische Oberfläche
- Keine rutschigen Wasserrückstände



Super leicht und dennoch robust

- Komfortable und angenehme Sitzfläche
- Platzsparend dank geringer Stellfläche
- Sicher dank rutschsicherer Oberfläche
- 100 % korrosionsbeständiges Material



Stabile Armlehnen
für sicheres und müheloses
Aufstehen und Setzen



elegantes Design
perfekt für jedes Bad

100 %



Made in Europe



Von Experten designed



Hautverträglich



Korrosionsfrei



TECHNISCHE DATEN



Artikelnummer 550900+	100	200	300	400
HMV-Nr.	-	04.40.03.1035	-	04.40.03.2052
Sitzfläche (BxT)	515 x 410 mm	427 x 410 mm	515 x 340 mm	427 x 340 mm
Sitzhöhe	380 - 550 mm auf 8 Stufen			
Höhe Rückenlehne	-	-	410 mm	410 mm
Stellfläche (BxT)	460 x 460 mm			
Gewicht	3,0 kg	3,7 kg	3,8 kg	4,4 kg
Max. Belastung	130 kg			