

Toilette

Toilettensitzerhöhung

TSE 150 Plus

mit innovativer Befestigung



NEU: mit werkzeugloser Topmontage

- Topmontage erleichtert Installation
- Zwei Hygieneaussparungen und integrierte Brille
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Hochklappbare und rutschsichere Armlehnen
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Dreifache Höhenverstellung
- Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
- Lieferung inklusive Montagehandschuhen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Produkt	TSE 150 Plus
Artikelnummer	520150000
HMV-Nr.	im Beantragung

Technische Daten	
Gesamtbreite	56 cm
Gesamtlänge	48,5 cm
Höhenverstellung	6,5 / 10 / 13,5 cm
Breite zw. den Armlehnen	48 cm
Öffnung Länge	25 cm
Öffnung Breite	23 cm
Gesamtgewicht	5,7 kg
Max. Belastung	150 kg

Griffmulde am Deckel



Dreifach höhenverstellbar



Rutschsichere Armlehne



Neu: mit Topmontage

