

# BESTÄTIGUNG MDR-KONFORMITÄT MIGO 2G ROLLATOR

Isny, 17.02.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir die MDR-Konformität unseres Rollators **Migo 2G, Art.-Nr.: 723600000**, vollumfänglich bestätigen.

Der Rollator entspricht den gültigen Normen und ist nach **DIN EN ISO 11199-2:2005**, Gehhilfen für beidarmige Handhabung - Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 2: Rollatoren durch BerlinCert letztmalig Ende November 2018 geprüft.

Zusätzlich wurde der Rollator durch die Marktbeobachtung des Regierungspräsidiums Tübingen im Oktober 2018 überprüft.

Gemäß den neuesten Anforderungen bezüglich der Kippstabilität sind Hinweise in der Bedienungsanleitung:





## Sicherheitshinweise

- Rollator nur als Gehhilfe verwenden!
- Rollator nur auf ebenem und festem Untergrund verwenden.
- Rollator darf nicht als Sitz in Fahrzeugen wie z.B. Bus und Bahn verwendet werden!
- Es ist untersagt, sich auf den Rollator zu stellen oder eine Person oder Tiere auf dem Rollator zu befördern.
- Beachten Sie das zugelassene Maximalgewicht des Benutzers. Diese Angabe finden Sie in den technischen Daten in dieser Bedienungsanleitung sowie auf dem Typenschild.
- Das Tablett nur für kleine, leichte weder spitze noch heiße Gegenstände verwenden. Max. Belastung: 5,0 kg
- Den Korb nur für den Transport von Gegenständen verwenden und nicht überladen! Max. Belastung: 5,0 kg
- Der Gebrauch auf Rolltreppen o.ä. ist ausdrücklich untersagt!
- Die Schiebegriffe müssen immer parallel zur Laufrichtung eingestellt sein – Kippgefahr!

## Hinweise in der Bedienungsanleitung

Schiebegriffe müssen parallel zur Laufrichtung eingestellt sein!

▲ Maximal zulässiger Winkel zwischen Längsmittellinie des Griffs und der Bewegungsrichtung beträgt 0°



Hinweise  
am Produkt

Mit freundlichen Grüßen,

Manuel Haas  
Junior International Category Manager

## DRIVE DEVILBISS INTERNATIONAL

### Drive Medical GmbH & Co. KG

Leutkircher Straße 44 • 88316 Isny / Allgäu • Germany  
T +49 7562 9724-0 • F +49 7562 9724-25  
info@drivedevilbiss.de  
www.drivedevilbiss.de

### DeVilbiss Healthcare GmbH

Kamenzer Straße 3 • 68309 Mannheim • Germany  
T +49 621 178 98 0 • F +49 621 178 98 111  
kontakt@devilbisshc.com  
www.drivedevilbiss-int.com