

# Torro Acero

Leichtgewicht Stahl-Rollator



## HIGHLIGHTS

- Stabiler Stahlrahmen
- Belastbar bis 150kg
- 8,1 kg Eigengewicht
- Große und weiche Sitzfläche
- Lieferung serienmäßig mit Netztasche und Stockhalter
- Max. Zuladung Tasche 5kg

## TECHNISCHE DATEN

Produkt	TORRO ACERO
Artikelnummer	740500900
Gesamtlänge x Gesamtbreite	69 cm x 64 cm
Griffhöhe	79,5 - 95 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	42 cm x 22,5 cm
Sitzhöhe	58,5 cm
Breite zwischen Handgriffen	45,5 cm
Faltmaß	69 x 21 x 79,5 cm
Material Sitz	Nylon
Material Handgriffe	PVC Kunststoff