

Anti-Dekubitus

GRAVIMED Baritexx

Drei-Schicht-Komfort-Matratze

- Liegefläche aus viscoelastischem Schaum formt sich je nach Körperkontur und Gewicht an, für optimale Druckentlastung- und verteilung bei geringer Temperaturabhängigkeit
- Basis und Mittelschicht aus stabilisierendem HR-Kaltschaum
- Integrierte Schnitttechnik für erhöhten Liegekomfort
- Einsetzbar bei leichtem bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus Therapie (Kat. 1-4*) Wichtig

*bei Personen die Ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können



Produkt	GRAVIMED Baritexx
200 x 90 cm	820100410
200 x 100 cm	820100420
200 x 120 cm	820100430

Technische Daten	
Gesamthöhe	16 cm
Raumgewicht	RG: 40/50/50 kg ³
Gesamtgewicht	13 kg
Benutzergewicht	80 - 250 kg

