

Anti-Dekubitus

D-Q-SiT Gel

Das Hybridsitzkissen

- Optimale Anpassung an die Sitzbeinhöcker durch Visiko-Schaumstoff mit eingearbeitetem Silikongel
- Reduzierung des Auflagedrucks durch gezielte Druckverteilung
- Einsetzbar bei leichtem bis mittlerem Dekubitusrisiko als auch unterstützend bei einer Dekubitus Therapie (Kategorie 1-4*)
- Spezieller D-Q SiT protect Bezug - Inkontinenzschutz, Scherkraft reduzierend und bestmögliche Atmungsaktivität
- passend auf nahezu allen Standard-,Leichtgewicht- und Multifunktionsrollstühlen, ebenso auf Pflegesessel



Produkt	Sitzkissen D-Q-SiT Gel
40 x 35 cm	820200200
40 x 40 cm	820200210
40 x 45 cm	820200220
45 x 45 cm	820200230
45 x 50 cm	820200240
HMV-Nr.	11.39.02.3003



Silikon-Gel Einlage

Technische Daten	
Gesamthöhe	7 cm
Gewicht	1 kg
Max. Belastung	120 kg



*bei Personen, die ihre Sitzposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können