

Anti-Dekubitus

MED AIRE DuoWave

Das Wechseldruck-Auflagensystem

- Individuelle Zelldruckanpassung an das Patientengewicht, liegend wie auch sitzend
- Individuell einsetzbar durch eine mögliche statische Weichlagerung
- Stufenlose, manuelle Zelldruckanpassung anhand einer Gewichtsskala
- Schnelle Reparatur der Auflage möglich, da Luftzellen einzeln austauschbar
- Einsetzbar bei leichtem bis hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus-Therapie (Kat. 1-4*)

*bei Personen die Ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können



Produkt	MED AIRE DuoWave
Artikelnummer	820000200
HMV-Nr.	11.29.04.1017

Technische Daten	
Aggregat	
Abmessungen	28 x 10 x 20 cm
Gesamtgewicht	2,2 kg
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	12 W
Druckbereich	30 - 60 mbar
Matratzenauflage	
Abmessungen	200 x 90 x 14 cm
Benutzergewicht	36 - 150 kg

