

## Anti-Dekubitus

# MED AIRE FlexWave

## Das Matratzenersatz-System

- Sitz- & Pflegefunktion und statische Weichlagerung
- Variabel einstellbarer Wechselzyklus von 10 bis 25 Minuten
- Automatische Zelldruckanpassung bei Lageveränderung des Patienten
- Manuelle Gewichtseinstellung möglich
- Schnelle Reparatur der Matratze, da Luftzellen einzeln austauschbar
- Einsetzbar bei leichtem bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus-Therapie (Kat. 1-4\*) Wichtig

\*bei Personen die Ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können



Produkt	MED AIRE FlexWave
Artikelnummer	820000300
HMV-Nr.	11.29.08.3007

Technische Daten	
<b>Aggregat</b>	
Abmessungen	36 x 13,5 x 25 cm
Gesamtgewicht	3,9 kg
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	25 W
Druckbereich	10 - 50 mbar
<b>Matratzenauflage</b>	
Abmessungen	200 x 88 x 20 cm
Benutzergewicht	20 - 200 kg

