

## Anti-Dekubitus

## GRAVIMED Multiflexx

## Die Drei-Schicht-Spezialmatratze

- Liegefläche aus speziellem, sehr weichem Softschaum
- Mittelschicht aus passiv agierendem, viscoelastischem Spezialschaum
- Basis aus stabilisierendem HR-Kaltschaum
- Einsetzbar bei leichten bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus-Therapie (Kat. 1-4\*)

\*bei Personen die Ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können



Produkt	GRAVIMED Multiflexx
190 x 90 cm	820100300
200 x 90 cm	820100310
200 x 100 cm	820100320
HMV-Nr.	11.29.05.0054

Technische Daten	
Gesamthöhe	16 cm
Raumgewicht	RG: 40/50/50 kg <sup>3</sup>
Gesamtgewicht	13 kg
Benutzergewicht	20 - 135 kg

