

Anti-Dekubitus

GRAVIMED Protexx

Die Zwei-Schicht-Komfort Matratze

- Hochelastische Oberfläche aus HR-Kaltschaum für erhöhten Liegekomfort
- Basis aus stabilisierendem PU-Schaum mit intelligenter Schnitttechnik sorgt für verbesserte Atmungsaktivität und angenehmeres Bettklima
- Mit Fersen-Komfortzone für gezielte Druckverteilung im Fersenbereich
- Einsetzbar bei leichtem bis hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus-Therapie (Kat. 1-4*) Wichtig

*bei Personen die Ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können!



| Produkt | GRAVIMED Protexx |
|--------------|------------------|
| 190 x 90 cm | 820100200 |
| 200 x 90 cm | 820100210 |
| 200 x 100 cm | 820100220 |
| HMV-Nr. | 11.29.05.0053 |

| Technische Daten | |
|------------------|------------------------------|
| Gesamthöhe | 14 cm |
| Raumgewicht | RG: 40/50/50 kg ³ |
| Gesamtgewicht | 11 kg |
| Benutzergewicht | 30 - 140 kg |

