

Anti-Dekubitus

GRAVIMED Simplexx

Hervorragende Druckverteilung

- Der einschichtige Aufbau mit hochwertigem HR-Kaltschaum gewährleistet eine ergonomische Körperanpassung
- Mit speziellen Mehrzonen-Stanzungen für ein komfortables Bettklima und erhöhte Flexibilität
- Kann sowohl bei leichtem bis mittlerem Dekubitusrisiko als auch zur Unterstützung der Dekubitusbehandlung eingesetzt werden (Kat. 1-4*)

*für Menschen, die ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig wechseln können!



Produkt	GRAVIMED Simplexx
190 x 90 cm	820100100
200 x 90 cm	820100110
200 x 100 cm	820100120
HMV-Nr.	11.29.05.1044

Technische Daten	
Gesamthöhe	12 cm
Raumgewicht	RG: 40/50/50 kg ³
Gesamtgewicht	10 kg
Benutzergewicht	135 kg

