



Mechanisches Sauerstoff-Sparsystem Bonsai

Das effiziente Bonsai Sauerstoff-Sparsystem

Sparen Sie Zeit und Geld mit dem Bonsai Sauerstoff-Sparsystem. Es ermöglicht eine Einsparrate im Verhältnis von bis zu 6:1 und kann Dank der pneumatischen Funktionsweise ohne Batterien in Betrieb genommen werden. Damit zählt das Bonsai zu den effizientesten und kostengünstigsten Geräten am Markt.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	13,5 cm Länge x 5,6 cm Durchmesser
Gewicht	283 Gramm
Funktionsweise	Gepulste Sauerstoffabgabe oder wahlweise Dauerflow (CF)
Dauerflow Sicherstellung	2,0 LPM
Maximale Atemfrequenz	40 Atemzüge pro Minute
Energieversorgung	Pneumatisches System, keine Batterien notwendig
Einsparpotenzial	Bis zu 6:1
Kanülenart	Einlumige Nasenkanüle
Druckbereich	200 bar
Hilfsmittelverzeichnis-Nr.	14.24.05.8005

- Einsparpotenzial im Verhältnis von bis zu 6:1 basierend auf einer Atemfrequenz zwischen 14-40 BPM
- 7 Einstellungsstufen und 1 Dauerflowstufe (2l / min CF)
- Wartungsfrei
- Hoher Atemfrequenzbereich bis 40 BPM bei gleicher Bolusmenge, um das Risiko der Ent sättigung bei Patientenaktivität zu verringern
- Keine Batterien notwendig, dadurch reduzieren sich langfristig Kosten
- Leicht und kompakt

Bonsai Nutzungsdauer* in Stunden angezeigt

	Einstellung	1	2	3	4	5	6	7	Dauerflow 2 LPM
Flaschentyp	Flaschenvolumen	*Erwartete Flaschennutzungsdauer in Stunden (basierend auf 20 Atemzüge die Minute)							
M2	36 Liter	2,3	1,4	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3
M4 (A)	113 Liter	7,2	4,3	2,9	2,4	2,0	1,8	1,6	0,9
M6 (B)	164 Liter	10,5	6,2	4,3	3,5	3,0	2,6	2,4	1,4
ML6	171 Liter	11,0	6,5	4,5	3,7	3,1	2,7	2,5	1,4
M7	198 Liter	12,7	7,5	5,2	4,2	3,6	3,2	2,8	1,7
M9 (C)	246 Liter	15,8	9,3	6,4	5,3	4,5	3,9	3,5	2,1
D**	425 Liter	27,2	16,1	11,1	9,1	7,7	6,8	6,1	3,5
E	680 Liter	43,6	25,8	17,7	14,5	12,3	10,9	9,8	3,7

**Entspricht ca. dem Flaschenvolumen einer 2l Sauerstoffflasche mit 200 bar.

Drive DeVilbiss International

DeVilbiss Healthcare GmbH
Kamenzer Straße 3
68309 Mannheim, Germany

UK +44 (0) 121 / 521 31 40
DE +49 (0) 621 / 1 78 98 0
kontakt@devilbisshc.com

www.drivedevilbiss-int.com

drive
DeVilbiss
HEALTHCARE