



# D150F

## Die Full Face Maske für eine erholsame CPAP-Therapie

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 126g Maske mit Kopfgurt  
24g Kopfgurt

#### Material

Maskenkissen Silikon  
Stirnauflage Silikon

#### Lager- bedingungen

Temperatur -18° C to +50° C  
Relative Luft-  
feuchtigkeit < 85 %

#### Strömungs- widerstand

50LPM 0.29 cmH<sub>2</sub>O  
100 LPM 0.86 cmH<sub>2</sub>O

Die 150F Full Face Maske bietet Flexibilität und Tragekomfort auf höchstem Niveau. Die Maske zeichnet sich vor allem durch ihre außerordentliche Anpassungsfähigkeit aus. Der hohe Tragekomfort und die herausragende Dichtigkeit sorgen für eine effiziente CPAP Behandlung.

#### ALLE MERKMALE AUF EINEN BLICK

- Silikon Maskenkissen ist in 3 unterschiedlichen Größen erhältlich: S, M und L.
- Maskenkissen und Kopfgurt sind austauschbar.
- Individuell anpassbares Kopfgurt.
- Um 360° drehbares Gelenk sorgt für eine komfortable Positionierung des Schlauches.
- Verstellbare Neigung der Stirnauflage.
- Latexfrei.

Die D150F Full Face Maske ist in drei verschiedenen Größen erhältlich, sowie für optimale Passgenauigkeit mit drei verschiedenen großen Stirnauflagekissen kombinierbar.

Der Click-Verschluss ermöglicht ein schnelles Anlegen und Abnehmen der Maske. Eine leichte Anpassung kann durch weitere Klettverschlüsse an der Stirnauflage vorgenommen werden.

Drive DeVilbiss Healthcare's D150F Full Face Maske bietet eine Vielzahl an individuellen Einstellmöglichkeiten, die weit über den Durchschnitt einer herkömmlichen CPAP Maske hinausgehen.



D150 Kopfgurt mit Schnellverschlüssen



Maskenpolster in drei verschiedenen Größen verfügbar (S, M, L)

#### Drive DeVilbiss International

DeVilbiss Healthcare GmbH  
Kamenzer Straße 3  
68309 Mannheim, Germany

UK +44 (0) 121 / 521 31 40  
DE +49 (0) 621 / 1 78 98 0  
kontakt@devilbisshc.com



www.drivedevilbiss-int.com

